

# การแยกโปรโตพลาสต์จากใบพืช

นางสาวจันทร์วิภา รัตนอนันต์

นักวิจัย ชำนาญการ

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ม.เกษตรศาสตร์

**โปรโตพลาสต์ (protoplast)** หมายถึง เซลล์พืชที่ผ่านกระบวนการย่อยเอาผนังเซลล์ (cell wall) ออกสามารถนำมาใช้สร้างลูกผสมที่ไม่สามารถรวมกันได้ตามธรรมชาติ protoplast สามารถแยกได้จาก ใบ กลีบดอก ราก แคลลัส ละอองเกสร หรือ cell suspension แต่ที่นิยมได้แก่ ใบ และ cell suspension เนื่องจากเนื้อเยื่อมีผนังเซลล์ไม่หนาเกินไป และภายหลังการเพาะเลี้ยงสามารถพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ได้ดี

โดยทั่วไปการเพาะเลี้ยง protoplast นั้นจะต้องประกอบด้วย การแยก protoplast (protoplast isolation) การรวม protoplast (protoplast fusion) และการเลี้ยง protoplast (protoplast culture) แต่สำหรับบทความนี้จะเน้นปฏิบัติการแยก protoplast เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจศึกษา หรือต้องการมาอบรมในหลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช (protoplast) ซึ่งหน่วยงานได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

สำหรับการแยก protoplast นั้น สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

## 1. การแยกโดยวิธีกล (mechanical isolation)

- แช่เนื้อเยื่อพืชในสารละลายน้ำตาล หรือเกลือของแคลเซียม/โปแตสเซียม ที่มีความเข้มข้นสูง (hypertonic solution) กว่าสารละลายภายในเซลล์

- น้ำในเซลล์พืชจะถูกดึงออกมาภายนอกทำให้ protoplast หดตัวลง (plasmolysis)

- ตัดเนื้อเยื่อพืชเป็นชิ้นบางๆ ให้เยื่อหุ้มเซลล์แยกออกจากผนังเซลล์

- แช่สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อย (hypotonic solution) เป็นการลดแรงดันออสโมติกของสารละลายที่ล้อมรอบชิ้นส่วนพืช

- เกิดการดูดน้ำเข้าไปภายในเซลล์ เซลล์ขยายขนาดใหญ่ขึ้น protoplast จะพองตัว และหลุดออกมา

- วิธีนี้อาจได้ปริมาณ protoplast ออกมาน้อย เหมาะกับเซลล์ที่มีขนาดใหญ่

## 2. การใช้เอนไซม์

เนื่องจากผนังเซลล์ประกอบด้วย cellulose, hemicellulose และชั้นระหว่างเซลล์ (middle lamella) ซึ่งมีเพกทิน (pectin) เป็นองค์ประกอบ จึงอาจต้องใช้เอนไซม์หลายชนิดร่วมกันเพื่อย่อยผนังเซลล์ เช่น cellulase, hemicellulase และ pectinase ขั้นตอนการแยกด้วยเอนไซม์ มี 2 รูปแบบ คือ

1) แยกทีละเอนไซม์ คือแยก cellulose ก่อนด้วย cellulase และแยก pectin ด้วย pectinase

2) ใช้เอนไซม์ผสม คือแยก cellulose และ pectin ไปพร้อมๆ กันด้วย cellulase และ pectinase

## การแยกโปรโตพลาสต์จากใบเบญจมาศ

- บทปฏิบัติการนี้จะต้องทำให้ตู้ปลอดเชื้อ (figure 2-A) และอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะนำมาสัมผัสกับ protoplast จะต้องผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclaved) แล้ว

- การแยก protoplast จากใบเบญจมาศจะใช้ทั้งวิธีกล และการใช้เอนไซม์ร่วมด้วย โดยเอนไซม์ที่ใช้คือ Cellulase R-10 ผสมกับ Pectolyase Y-23

- ใบเบญจมาศนั้นจะต้องเป็นใบที่มีอายุ 5 สัปดาห์ ที่เลี้ยงในอาหารที่ไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโต

## ซึ่งขั้นตอนในปฏิบัติการแยก protoplast มีดังนี้

1. ตัดใบเบญจมาศประมาณ 50 ใบ หรือประมาณ 1.0 กรัม ลงในจานแก้ว (petri dish) ขนาดเล็ก หยด washing solution\* (สารละลายน้ำตาล และเกลือของแคลเซียมที่มีความเข้มข้นสูง ในที่นี้จะใช้ Mannitol ผสมกับ  $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) 2-3 หยด เพื่อให้ protoplast หดตัว
2. วางใบทับซ้อนกันประมาณ 10 ใบ ซอยบางๆ โดยใช้ใบมีดโกนที่คม และผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ตัดแยกผนังเซลล์ออกจาก protoplast ระวังไม่ให้ protoplast ได้รับความอันตราย
3. เติม washing solution (สารละลายน้ำตาล และเกลือของแคลเซียมที่มีความเข้มข้นต่ำ) 1-2 หลอด ให้ท่วมใบพืชที่หั่นละเอียด ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อให้เกิดการดูดน้ำเข้าไปภายในเซลล์ เมื่อเซลล์ขยายขนาดใหญ่ขึ้น protoplast จะพองตัวหลุดออกมาจากผนังเซลล์
4. ดูด washing solution ที่เติมเอนไซม์ Cellulase R-10 ที่ผสมกับ Pectolyase Y-23 (**figure 1-A**) นำไปเขย่าเบาๆ บนเครื่องเขย่า (shaker) แบบวน ที่ความเร็วรอบ 40 rpm นาน 2-3 ชั่วโมง ระหว่างรอให้ครบเวลาสามารถนำสารละลาย protoplast ไปศึกษาด้วยกล้องชนิดหัวกลับ (Inverted microscope) (**figure 2-C**) เพื่อดูจำนวน protoplast ว่าออกมามากพอหรือยัง
5. เมื่อครบ 2-3 ชั่วโมง นำสารละลาย protoplast ไปกรองด้วยผ้ากรองที่มีรูขนาด 75 – 150  $\mu\text{m}$  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ protoplast ของพืชแต่ละชนิด และล้างด้วย washing solution (**figure 1-B**)
6. เมื่อได้ protoplast จำนวนมากพอนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่อง centrifuge ชนิดที่เป็น swinging bucket rotor (**figure 2-B**) ความเร็วรอบ 750 rpm เป็นเวลา 10 นาที แล้วดูดสารละลายด้านบนออกทิ้งด้วย pasteur pipette อย่างเบามือจะได้ protoplast ที่แยกส่วนอยู่ด้านล่าง (**figure 1-C**)
7. เติม washing solution ลงไปประมาณ 2-3 หยด กระจาย protoplast ที่เกาะกันที่ก้นหลอดบนฝ่ามืออย่างช้าๆ และเติม washing solution ลงไปอีก 1-2 หลอด จากนั้นทำ resuspended โดยใช้ pasteur pipette ดูดสารละลายเข้าและออก ให้ปลายหลอดจมอยู่ภายใต้สารละลาย อย่าให้เกิดฟองอากาศเพราะจะทำให้ protoplast แตก และได้จำนวนน้อย
8. นำ protoplast ไป centrifuge (**figure 2-B**) ที่ความเร็วรอบ 750 rpm นาน 3 นาที เป็นจำนวน 2-3 ครั้ง เป็นการล้างเอนไซม์ และ washing solution ออกจาก protoplast ระหว่างนั้นสามารถหยด protoplast บนสไลด์ไปศึกษารูปร่าง และจำนวนของ protoplast ได้ (**figure 1-D**)
9. ทำ protoplast ให้บริสุทธิ์ (protoplast purification) ด้วย sucrose 20 % โดยหยอด protoplast ลงใน sucrose 20 % ซึ่งบรรจุใน vol. flask ขนาด 10 ml อย่างช้าๆ จากนั้นนำไป centrifuge ที่ความเร็วรอบ 750 rpm เป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้ protoplast แยกชั้น
10. เก็บ protoplast ที่เกิดเป็น band ตรงกลางใสในหลอดทดลองที่มีฝาปิด เติม washing solution ลงไป 1 ml. แล้วนำไปหยดบนสไลด์นับเซลล์ Haemocytometer (**figure 2-D**) เพื่อนับจำนวน protoplast
11. เติมอาหารลงไปเพื่อทำให้ protoplast มีความเข้มข้นที่เหมาะสม นั่นคือมี  $1 \times 10^5$  protoplast/ml จากนั้นนำไปเลี้ยงต่อไป




Figure 1 ขั้นตอนการแยก protoplast จากใบเบญจมาศ

A ใบเบญจมาศแช่ในเอนไซม์

B การกรอง และการเก็บ protoplast

C protoplast ที่ได้หลังจาก centrifuge

D protoplast ที่ได้จากใบเบญจมาศ




Figure 2 เครื่องมือที่ใช้ในการแยก protoplast จากใบเบญจมาศ

A ตู้ปลอดเชื้อ (Micro flow)

B เครื่อง Centrifuge (swinging bucket rotor)

C กล้องชนิดหัวกลับ (Inverted Microscope)

D สไลด์นับเซลล์ (Haemocytometer)

### เอกสารอ้างอิง

Toan Khac Nguyen, Suong Tuyet Thi Ha, JinHee Lim. 2019. Optimization of Protoplast Isolation Methods from Leaves in *Chrysanthemum morifolium* 'Jinba'. Annals of Biological Sciences, 7 (1):16-1

Salak Phansir, Rommanee Charoensub, Ploenchit Plasilmongkon, Chanwipa Boon-in and Takeshi Taniguchi. 2546. การรวมและการถ่ายยีนส์เข้าสู่โปรโตพลาสต์ของปอสา (Somatic hybridization and direct uptake DNA of paper mulberry protoplasts) โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษจากปอสา. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.